



Linee di prolungamento per pompe a siringa,
infusioni intravenose e intraarteriose

Infusion lines for syringe pumps,
for intravenous and intra-arterial infusion



Codice Ref. No	Lunghezza Length	Ø tubo Ø tubing	Assenza di D.E.H.P. D.E.H.P. free	Fotoprotezione Light protection	Materiale Material	Raccordi LLM/LLF Male/female luer lock	Lineare Straight	Spiralata Coiled
IN026005	15 cm	1x2 mm	•		PE	•	•	
IN026012	50 cm	1x2 mm	•		PE	•	•	
IN026022	100 cm	1x2 mm	•		PE	•	•	
IN026030	150 cm	1x2 mm	•		PE	•	•	
IN026035	200 cm	1x2 mm	•		PE	•	•	
IN025060	150 cm	1x2 mm	•	•	PE	•	•	
IN025070	200 cm	1x2 mm	•	•	PE	•	•	
IN027010	100 cm	1x2 mm	•		PE	•		•
IN027012	200 cm	1x2 mm	•		PE	•		•
IN027014	300 cm	1x2 mm	•		PE	•		•
IN027015	400 cm	1x2 mm	•		PE	•		•
IN026040	15 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN026045	30 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN026049	50 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN026059	100 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN026060	120 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN026065	150 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN026070	200 cm	1,5x3 mm	•		PE	•	•	
IN027020	100 cm	1,5x3 mm	•		PE	•		•
IN027022	200 cm	1,5x3 mm	•		PE	•		•
IN027024	300 cm	1,5x3 mm	•		PE	•		•
IN027025	400 cm	1,5x3 mm	•		PE	•		•
IN022010	100 cm	1x2 mm	•		PVC/DEHP free	•	•	
IN022015	150 cm	1x2 mm	•		PVC/DEHP free	•	•	
IN022020	200 cm	1x2 mm	•		PVC/DEHP free	•	•	
IN022165	150 cm	1,5x3 mm	•		PVC/DEHP free	•	•	
IN022170	200 cm	1,5x3 mm	•		PVC/DEHP free	•	•	
IN029015	150 cm	1x2 mm	•		PUR	•	•	
IN029020	200 cm	1x2 mm	•		PUR	•	•	
IN027610	100 cm	1x2 mm	•		PUR	•		•
IN027612	200 cm	1x2 mm	•		PUR	•		•
IN027614	300 cm	1x2 mm	•		PUR	•		•
IN027615	400 cm	1x2 mm	•		PUR	•		•

Caratteristiche

- Volume interno ridotto
- Assenza di D.E.H.P.
- Conessioni di sicurezza luer lock
- Confezione singola sterile
- Possibilità di produrre lunghezze speciali su richiesta

Features

- Minimal internal volume
- D.E.H.P.
- Luer lock safety connection
- Single sterile packaging
- Special lenght on request