



Linee di prolungamento
per infusione

Extension lines for infusion



Caratteristiche

- Tubo trasparente e flessibile
- Assenza di D.E.H.P.
- Connessioni di sicurezza luer lock
- Confezione singola sterile
- Possibilità di produrre lunghezze speciali su richiesta

Features

- High transparency tube
- D.E.H.P. free
- Luer lock safety connection
- Single sterile packaging
- Special lenght on request

Codice Ref. No	Lunghezza Length	Ø tubo Ø tubing	Assenza di D.E.H.P. D.E.H.P. free	Fotoprotezione Light protection	Raccordi LLM/LLF Male/female luer lock	Materiale Material
IN022103	25 cm	2,5 x 4,1 mm	•		•	PVC / DEHP free
IN022105	50 cm	2,5 x 4,1 mm	•		•	PVC / DEHP free
IN022108	80 cm	2,5 x 4,1 mm	•		•	PVC / DEHP free
IN022110	100 cm	2,5 x 4,1 mm	•		•	PVC / DEHP free
IN022115	150 cm	2,5 x 4,1 mm	•		•	PVC / DEHP free
IN022120	200 cm	2,5 x 4,1 mm	•		•	PVC / DEHP free
IN025005	50 cm	3 x 4,1 mm		•	•	PVC / DEHP free
IN025010	100 cm	3 x 4,1 mm		•	•	PVC / DEHP free
IN025015	150 cm	3 x 4,1 mm		•	•	PVC / DEHP free
IN025020	200 cm	3 x 4,1 mm		•	•	PVC / DEHP free