



ThreeStop

Accessori
per infusione

Accessories
for infusion



Codice Ref. No	Descrizione Description	Sterile Sterile	Non sterile Non sterile	Assenza di PVC PVC free	Assenza di lattice LATEX free	Confezione Packaging
IN061040	Tappo luer lock maschio con membrana perforabile LATEX free - <i>Injection stopper with luer lock connector and flexible LATEX free membrane</i>	•		•	•	100/1000
IN061041	Tappo luer lock maschio chiuso - <i>End-Cap. Protective plug male luer lock connector</i>	•		•	•	100/1000
IN061042	Tappo chiuso luer lock maschio/femmina del tipo "COMBINATO" - <i>Combined protective plug with male and female luer lock</i>	•		•	•	100/1000
IN061043	Sistema chiuso senza ago per terapia infusionale - <i>Needless system for infusion therapy</i>	•		•	•	100/1000
IN061010	Tappo conico universale per chiusura cateteri - <i>Universal catheters stopper</i>	•		•	•	100
IN062000	Raccordo luer lock maschio/maschio girevole - <i>Double luer lock connector. Rotating model</i>	•		•	•	100/1000
IN062001	Raccordo luer lock maschio/maschio fisso - <i>Double luer lock connector. Fix model</i>	•		•	•	100/1000
IN061011	Raccordo sonda-siringa - <i>Syringe tube adaptor</i>	•		•	•	100/1000
SP069000	Pinza stringitubo non sterile - <i>Plastic tubing clamp. Non sterile</i>		•	•	•	500
SP069001	Pinza stringitubo sterile - <i>Plastic tubing clamp. Sterile</i>	•		•	•	200
DI060000	Pinza premifistola non sterile - <i>Fistula pressing clamp. Non sterile</i>		•	•	•	2
IN062100	Raccordo biconico universale Ø 6-15-5 non sterile - <i>Biconical luer lock Ø 6-15-6. Non sterile</i>		•	•	•	100/500
IN062101	Raccordo biconico universale Ø 6-15-5 sterile - <i>Biconical luer lock Ø 6-15-6. Sterile</i>	•		•	•	150
IN62003	Raccordo luer lock femmina - <i>Female luer lock connector</i>	•		•	•	150