




BioDrip

Deflussori per infusione I.V.
con presa aria incorporata

I.V. infusion sets
with closable air vent



Caratteristiche

- Perforatore appuntito e liscio in conformità alle norme ISO standard
- Presa aria incorporata corredata di filtro idrofobico antibatterico
- Camera di gocciolamento trasparente corredata di filtro soluzione
- Stingitubo roller clamp
- Tubo trasparente e flessibile
 - Confezione singola sterile
 - Possibilità di produrre modelli speciali su richiesta

Features

- Piercing smooth spike, acc. to ISO standard
- Transparent drip chamber with 15 µm filter
- Roller clamp
- Flexible, transparent tube system
- Single sterile packaging
 - Special models on request

Codice Ref. No	Lunghezza Length	Punto iniez. a bulbo Bulbing injection port	Punto iniez. ad Y Y injection port	Macrogocchia 20gtt Macrodrop 20 drops	Macrogocchia 60gtt Macrodrop 60 drops	Fotoproiezione Light protection	Senza PVC / D.E.H.P. PVC / D.E.H.P. free	L.L.M. Male luer lock	Drip ch. 11ml	Drip ch. 7ml	Filtro soluzione Solution filter
IN011058	180 cm	•		•			•	•	•		
IN011210/G	180 cm		•	•			•	•	•		
IN011053	150 cm	•		•			•	•		•	
IN011254/G	150 cm		•	•			•	•		•	
IN011054	150 cm	•		•			•	•	•		
IN011105	180 cm	•			•		•	•	•		
IN015002	150 cm		•	•		•	•	•	•		
IN018000	150 cm		•	•			•	•			0,2 µm
IN018002	150 cm		•	•			•	•			0,2 µm
IN018040	150 cm		•	•			•	•			1,2 µm
IN051000	30 cm		•				•				0,2 µm
IN054000	30 cm		•				•				1,2 µm