



Deflussori per trasfusione  
di sangue e derivati

Transfusion sets for administration  
of blood and blood derivatives



## Caratteristiche

- Perforatore liscio idoneo per utilizzo con sacche sangue
- Camera di gocciolamento trasparente corredata di filtro sangue
- Stringitubo roller clamp
- Tubo trasparente e flessibile
- Confezione singola sterile
- Possibilità di produrre modelli speciali su richiesta

## Features

- Piercing spike for blood bags
- Transparent drip chamber with blood filter
- Roller clamp
- flexible, transparent tube system
- Single sterile packaging
- Special models on request

Codice Ref. No	Lunghezza Length	Punto iniez. a bulbo Bulb injection port	Cam. singola Single drip chamber	Cam. doppia Duble drip chamber	Filtro sangue Blood filter	Ago montato 18 Ga 18 Ga vein needle	L.L.M. Male luer lock	Senza presa aria Without air vent	Pres a aria integrata Integrated air vent
TR020002	150 cm	•	•		200 µm		•	•	
TR020003	150 cm	•	•		200 µm	•		•	
TR021002	150 cm	•		•	200 µm		•	•	
TR020007	150 cm	•	•		200 µm		•		•
TR020000	Modello speciale per infusione di midollo osseo scongelato (T.M.O. autologo) / <i>Special model for the infusion of bone marrow (T.M.O. autologus)</i>								