


droval

Raccordo antigoccia
per procedure pericolose

Anti-drop device
for dangerous procedures



Caratteristiche

- Sistema a circuito chiuso per l'infusione di farmaci in sicurezza
- Minimo rischio di contaminazioni durante la preparazione dei farmaci pericolosi
- Trasporto e infusione in sicurezza di siringhe contenenti farmaci pericolosi

Features

- Closed system to infuse drugs avoiding leakage of liquids
- Minimizes the risk of contamination during preparation and administration of drugs
- Safety transport of prepared dangerous drugs syringes



Codice Ref. No	Descrizione Description	Materiale Material	Assenza di PVC PVC free	Assenza di lattice LATEX free	Raccordi LLM/LLF Male/Female luer lock
IN061050	Raccordo antigoccia per procedure pericolose - <i>Anti-drop device for dangerous procedures</i>	ABS	●	●	●
IN061055	Raccordo antigoccia per instillazioni vescicali - <i>Anti-drop device for urological use</i>	ABS	●	●	●
IN061050A	Raccordo antigoccia automatico per procedure pericolose - <i>Automatic Anti-drop device for dangerous procedures</i>	ABS	●	●	●
IN061052	Raccordo antigoccia per procedure pericolose a doppia chiusura - <i>Double closure Anti-drop device for dangerous procedures</i>	ABS	●	●	●
IN061043	Sistema chiuso senza ago per terapia infusionale - <i>Needless system for infusion therapy</i>	ABS	●	●	●