


ACCESSORI PER INFUSIONE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices




ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per catetere. Tappo conico scalettato in Polipropilene.	IN061010	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Raccordo conico scalettato in ABS, con raccordo luer lock femmina in PVC.	IN061011	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Raccordo conico scalettato in ABS, con raccordo luer lock maschio in PVC.	IN061013	100/1000




ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per infusione. Raccordo in ABS con membrana perforabile latex free in poliisoprene. Confezione indivisibile da 1000 pezzi.	IN061040	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Tappo di chiusura luer lock maschio in ABS. Confezione indivisibile da 1000 pezzi.	IN061041	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Tappo luer lock maschio/femmina del tipo “COMBI” di colore rosso in polipropilene. Confezione indivisibile da 1000 pezzi.	IN061042	100/1000


ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Biosafe Accessorio per infusione e/o prelievo da via venosa o arteriosa, a circuito chiuso, senza utilizzo di aghi. Pressione negativa. Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml	IN061043/H	100/1000
	Biosafe Accessorio per infusione e/o prelievo da via venosa o arteriosa, a circuito chiuso, senza utilizzo di aghi. Pressione neutra. Corpo: policarbonato. Stelo: silicone. Spazio morto: < 0,12 ml. Pressione nominale: 325 Psi Portata (a gravità): 5 l/h Numero di attivazioni: 200 operazioni.	IN061059	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Valvola unidirezionale con attacchi di tipo luer lock in stirene. Flusso: 203 ml/min circa Pressione max: 6 bar.	IN061048	100/1000




ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE




DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Droval Accessorio per preparazione farmaci. Raccordo maschio/femmina in ABS bianco per operazioni di infusione o prelievo a circuito chiuso. Volume residuo: 0,15 ml Spazio morto: 0,15 ml Resistenza max idrostatica: 2,5 bar in H2O Flusso: 1.000 ml in 10 minuti. Numero di accessi consentiti: 150	IN061050.	50/500
	Droval Accessorio per preparazione/somministrazione farmaci. Raccordo femmina e cono luer che prosegue con una configurazione a scalini per raccordarsi con cateteri urologici. Provvisto di un sistema di chiusura e apertura dotato di fermi meccanici. Indicato per la preparazione di farmaci antiblastici/chemioterapici/citotossici. Raccordo in ABS bianco. Volume residuo: 0,18 ml Spazio morto: 0,15 ml Resistenza max idrostatica: 2,5 bar in H2O Resistenza pneumatica: > 0,6 bar / 15 sec. Flusso: 1.000 ml in 10 minuti.	IN061055	50/500
	Droval Accessorio per preparazione/somministrazione farmaci. Raccordo femmina con valvola biosafe e cono luer che prosegue con una configurazione a scalini per raccordarsi con cateteri urologici. Provvisto di un sistema di chiusura e apertura dotato di fermi meccanici. Indicato per la preparazione di farmaci antiblastici/chemioterapici/citotossici.	IN061056	50/500

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices




ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per preparazione farmaci attraverso aspirazioni multiple da fiale e flaconi a circuito chiuso. Raccordo luer lock maschio/femmina rotante per operazioni di infusione o prelievo a circuito chiuso in PSU e silicone. Dotato di capsule di protezioni sul LL/M. Volume residuo: 0,1 ml Spazio morto: 0,13 ml Resistenza max idrostatica: 1,5 bar in H2O Pressione di ritorno: 45 PSI (3,1 bar) Porta del flusso: 102 mL/min (collegato ad un deflussore posto ad un'altezza di 1 metro).	IN061057	50/500
	Three stop Accessorio per preparazione farmaci attraverso aspirazioni multiple da fiale e flaconi a circuito chiuso. Raccordo luer lock maschio/femmina rotante per operazioni di infusione o prelievo a circuito chiuso. Dotato di capsule di protezioni su entrambe le uscite. Volume residuo: 0,1 ml Spazio morto: 0,13 ml Resistenza max idrostatica: 1,5 bar in H2O Pressione di ritorno: 45 PSI (3,1 bar) Porta del flusso: 102 mL/min (collegato ad un deflussore posto ad un'altezza di 1 metro).	IN061057F	50/500
	Three stop Accessorio per collegamento di tipo Luer Lock. Raccordo luer lock maschio/maschio in Policarbonato lipidi resistente. Modello girevole.	IN062000	100/1000

ACCESSORI PER INFUSIONE




DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per collegamento di tipo Luer Lock. Raccordo luer lock maschio/maschio in polipropilene. Modello fisso.	IN062001	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione di soluzioni o farmaci. . Raccordo luer lock femmina/femmina in PVC Dehp free	IN062003	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione di soluzioni o farmaci. Raccordo luer lock femmina/femmina con valvola di accesso senza ago in copoliestere e silicone.	BS062002	150

ACCESSORI PER INFUSIONE



DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per collegamento di tipo luer lock. Raccordo luer lock maschio/femmina girevole in ABS trasparente.	IN062004	100/1000
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo biconico Ø 6 – 15 – 6 stampato in Polietilene. • Modello non sterile. • Modello sterile.	IN062100 IN062101	100/1000
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo biconico stampato in Polipropilene. • Ø 4,9 – 6. • Ø 7,7 – 10,7. • Ø 10 – 14. • Ø 4,4 – 7 / 7 – 10,7. • Ø 6 – 8. Tutte le versioni possono essere fornite non sterile	IN062200 IN062201 IN062202 IN062203 IN062221	100/1000

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE



DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo a Y stampato in Polipropilene. • Ø 6 - 8. • Ø 9 - 10. • Ø 13 – 13. Tutte le versioni possono essere fornite non sterile.	IN062210 IN062211 IN062212	100/1000
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo a T stampato in Polipropilene. • Ø 10 – 13. Il raccordo può essere fornito non sterile.	IN062219	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione di soluzioni o farmaci. Raccordo ad Y asimmetrico con terminale Luer Lock Rotante in ABS e polipropilene.	IN063002	100/1000

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	ArieSpike Accessorio per preparazione di farmaci attraverso aspirazioni multiple da fiale e flaconi. Doppio perforatore stampato in ABS. Perforatore senza presa aria per utilizzo con sacche. Dopo la perforazione consente il libero passaggio del flusso.	IN069010	50/500
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 1 via stampato in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Il perforatore è munito di membrana perforabile latex free in Poliisoprene perforabile fino a max 40 volte.	IN069011	50/500



ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 1 via stampato in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Il perforatore è munito di valvola autosigillante in copoliestere latex free. Caratteristiche valvola: Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml.	BS069001.	50/500
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore a 2 via stampato in ABS munito di presa aria da 1,2 µm. Il perforatore è munito di valvola autosigillante in copoliestere latex free. Caratteristiche valvola: Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml.	BS069002.	150



ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 2 via stampato in ABS munito di presa aria idrofibia e antibatterica. Il perforatore è munito di valvola autosigillante in copoliestere latex free. Caratteristiche valvola: Corpo: in copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml	BS069002A	150
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 1 via stampato in ABS senza presa aria. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1 50 cm Terminale: valvola acccesso senza ago. Caratteristiche valvola: Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml	BS069011	75

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per infusione di soluzione o farmaci, a circuito chiuso, senza utilizzo di ago. Pressione negativa. Raccordo sonda siringa: in ABS. Valvola accesso senza ago: Corpo: in PC. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min – 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 128 ore. Volume residuo: 0,09 ml	IN061045	100/1000
	ArieSpike Accessorio per infusione di soluzione o farmaci. Perforatore ad 1 via (senza presa aria) Valvola di accesso senza ago in copoliestere. Medie di portata (regime di flusso calcolato a pressione diversa): 1 PSI 500 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Pressione di ritorno: > 30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar) Volume residuo: 0,09 ml Vantaggi: consente il prelievo da flaconi con un imbocco a diametro ridotto. Si adatta a qualsiasi mini-fiala di farmaco monodose o multidose.	BS051007	75

NOTE:

NOTE: