

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices



ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 1 via. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Camera di gocciolamento: in PVC privo di ftalati altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp in ABS. Tubatismo: in PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo in silicone. Lunghezza 240 cm	UR010001.	50
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene con chiusura e apertura a scatto. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp in ABS. Tubatismo: in PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo in silicone. Lunghezza 240 cm.	UR010002.	40



ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS con capsula di protezione. Versione con: • Lunghezza 220 cm. • Lunghezza 300 cm.	UR010006 UR010014	40
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS con capsula di protezione. Lunghezza 220 cm.	UR010007	40


ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 13 cm con coperchio a 2 ingressi, Ø30. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: tubo PVC. Lunghezza 300 cm.	UR010012	30
	BioDrip Deflussore urologico a 5 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene con chiusura e apertura a scatto. Camera di gocciolamento: in PVC altezza 10 cm, volume 20 ml. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo. Lunghezza 240 cm.	UR010005.	40

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 8 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene con chiusura e apertura a scatto. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Ø 16. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo. Lunghezza 275 cm.	UR010003	20
	Piantana portaflebo Regolabile in altezza mediante pompa oleodinamica in acciaio inossidabile a pedale, da 1500 mm a 2300 mm Basamento 5 razze acciaio inossidabile Ruote conduttive Ø 80 mm di cui due con freno 4 ganci pigtail Portata: 10 Kg ogni gancio Peso: 23 Kg		Venduto singolarmente

NOTE:

NOTE: