



SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sacca:EVA configurazione zigrinata per impedire che le pareti interne collabiscano. Perforatore: 1 via in ABS senza presa aria. Punto iniezione: membrana perforabile latex free. Raccordo perforabile: in PVC morbido. Set di riempimento a 3 vie: perforatore a 2 vie, piastrina stringitubo, lunghezza di ogni ramo 30 cm. Tubatismo: PVC Dehp free lunghezza 90 cm. • Capacità 500 ml. • Capacità 1000 ml. • Capacità 2000 ml. • Capacità 3000 ml.	NP011003. NP011004. NP011005. NP011006.	30
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sacca:EVA configurazione zigrinata per impedire che le pareti interne collabiscano. Perforatore: 1 via in ABS senza presa aria. Punto iniezione: membrana perforabile latex free. Raccordo perforabile: in PVC morbido. Set di riempimento a 3 vie: perforatore a 2 vie, piastrina stringitubo, lunghezza di ogni ramo 30 cm. Tubatismo: PVC Dehp free lunghezza 90 cm. • Capacità 500 ml. • Capacità 1000 ml. • Capacità 2000 ml. • Capacità 3000 ml.	NP011103 NP011102 NP011101 NP011100	40 30 30 30

SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sacca:EVA configurazione zigrinata per impedire che le pareti interne collabiscano. Punto iniezione: membrana perforabile latex free. Raccordo perforabile: in PVC morbido. Raccordo: in PVC rigido corredato da connessione luer lock. • Capacità 250 ml. • Capacità 500 ml. • Capacità 1000 ml.	NP011096. NP011095. NP011094.	50
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sistema per il riempimento delle sacche. Perforartori a 2 vie: in ABS con presa d'aria e filtro antibatterico idrorepellente da 3 µm. Clamp Stringitubo: in Polietilene Tubatismo: PVC DEHP FREE trasparente morbido Ø 3 x 4,1 Lunghezza 70 cm. Raccordo a 3 vie unito in PVC rigido Valvola Unidirezionale: in Policarbonato con attacco Luer Lock Ago: con barra trafilata in acciaio e raccordo Luer Lock Siringa: 50/60 ml in Polipropilene trasparente	NP021000	40

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

NOTE:

NOTE: